

LOWENSTEIN JENSEN Acidificado y Enriquecido Medio

Britania

britanialab.com

REF B0521721

IVD

USO

Cultivo y aislamiento de *Mycobacterium tuberculosis* y otras micobacterias responsables de Tuberculosis, según técnica de Borda Bossana de Texidor, Domenech de Kwint y cols.

FUNDAMENTO

El método estandarizado para cultivar el *Mycobacterium tuberculosis* y otras micobacterias responsables de Tuberculosis resulta complicado y riesgoso (por la centrifugación) para su práctica en servicios generales y laboratorios privados.

Por ello presentamos un método de cultivo sencillo y económico, desarrollado por Borda Bossana de Texidor D. y cols, que cubre todas las exigencias para un correcto diagnóstico bacteriológico de la Tuberculosis, facilitando la realización del cultivo a todo nivel del área salud, pues permite identificar la micobacteria involucrada y efectuar las pruebas de sensibilidad a los quimioterápicos antibacteriales, precisando el tratamiento para lograr un control verdaderamente eficaz de la Tuberculosis.

Características y ventajas del método

- Utilización de un solo tubo de ensayo para decontaminar y concentrar la muestra.
- Decontaminación de la muestra con NaOH 4 % y concentración mediante la precipitación con solución de CaCl_2 y BaCl_2 . No es necesario el uso de centrifuga.
- Al utilizar medios de cultivo acidificados se evita la neutralización de los lavados.
- Incremento del crecimiento de los gérmenes debido al enriquecimiento de los medios.

CONTENIDO Y COMPOSICIÓN

Código B0521721: x 3 tubos.

FÓRMULA

FOSFATO MONOPOTÁSICO	16,0 g
SULFATO DE MAGNESIO	0,24 g
CITRATO DE MAGNESIO	0,6 g
ASPARRAGINA	3,6 g
HIDROLISADO ÁCIDO DE CASEÍNA	1,6 g
EXTRACTO DE LEVADURA	8,0 g
GLICEROL	12,0 ml
AGUA PURIFICADA	600 ml
HUEVOS FRESCOS ENTEROS	1000 ml
VERDE DE MALAQUITA 2%	15,0 ml

pH FINAL: 6,4±0,2

INSTRUCCIONES:

Medio de cultivo listo para usar.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Medio de cultivo color verde pálido, opaco.

ALMACENAMIENTO

A 2-8 °C, en la oscuridad.

PROCEDIMIENTO

Indicaciones sobre la recolección y el tratamiento de las muestras

Realizar un estudio seriado con tres cultivos por cada paciente para aumentar la posibilidad de aislar al germen y en caso de tratarse de una micobacteria diferente al *Mycobacterium tuberculosis*, el estudio seriado permite contar con suficientes aislamientos para considerar a dicha micobacteria como responsable de la enfermedad.

La muestra a analizar tiene que ser representativa, de "calidad y cantidad", es decir provenir de la lesión a estudiar y en cantidad suficiente.

Mediante técnica aséptica, recolectar la muestra en recipiente estéril perfectamente rotulado y conservarla refrigerada hasta su envío al laboratorio.

Espuito: recolectar en un frasco estéril todas las expectoraciones obtenidas durante 12 horas. Procesar la muestra siguiendo la metodología descripta.

Hispado laríngeo: recolectar la muestra mediante el uso de hisopos estériles y procesarla siguiendo la metodología descripta. En la etapa de la decontaminación y concentración, introducir el hisopo conteniendo la muestra en el tubo estéril que contiene partes iguales de NaOH 4% y agua destilada estéril, presionando contra las paredes del tubo para desprender el material adherido al hisopo. Extraer el hisopo y continuar con la metodología descripta.

Lavado gástrico, lavado bronquial, líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, pericardio, líquido sinovial y pus: proceder como indica la metodología descripta. En el caso de líquido cefalorraquídeo se aconseja sembrar un tubo de medio de cultivo de cada muestra directamente sin decontaminar.

Orina: recolectar por separado en frascos estériles la última orina nocturna y la primera orina de la mañana. En el laboratorio mezclar ambas muestras y precipitar con 1 a 2 ml de solución de CaCl_2 y BaCl_2 . Dejar reposar en heladera durante 24 horas. Extraer 5 ml del precipitado del fondo del tubo y proceder como indica la técnica de cultivo excepto que no se debe agregar la solución precipitante de CaCl_2 y BaCl_2 .

Piezas quirúrgicas, biopsias, ganglios: triturar las muestras en mortero con 2 ml de agua destilada estéril y una pequeña cantidad de arena estéril. Con la papilla así obtenida, proceder como indica la metodología.

Primeramente, realizar el examen microscópico directo de la muestra y posterior coloración de Ziehl-Neelsen. No aconsejamos realizar el examen directo a las muestras de orina y de lavado gástrico.

METODOLOGÍA

Técnica de cultivo

Decontaminación y concentración de la muestra en estudio

En un tubo estéril de 16 x 150 mm aproximadamente, con tapón de goma estéril y rotulado, agregar 5 ml de NaOH 4 %, igual cantidad de la muestra en estudio y 5 gotas de solución precipitante de CaCl_2 y BaCl_2 . Tapar y agitar fuertemente durante 20 segundos aproximadamente.

Incubar en estufa a 35-37 °C. A los 5 y 10 minutos de incubación agitar el tubo durante 20 segundos aproximadamente. Volver a incubar a 35-37 °C durante 50 minutos (tiempo total de incubación: 1 hora).

Retirar de la estufa el tubo conteniendo la muestra decontaminada y concentrada.

Siembrá

Rotular los tubos de medio Lowenstein-Jensen Acidificado y Enriquecido que se utilizarán para sembrar la muestra con los siguientes datos: nombre del paciente, fecha y número de entrada del laboratorio.

Extraer del fondo del tubo utilizado para decontaminar y precipitar la muestra, 2 ml del precipitado formado e inocular 0,5 ml del precipitado en cada tubo de medio Lowenstein-Jensen Acidificado y Enriquecido. Rotar los tubos para lograr una distribución homogénea de la muestra.

Incubación

En aerobiosis, a 35-37°C.

Observar los cultivos dos veces por semana y registrar el tiempo de aparición de las colonias.

Si no se observa desarrollo de colonias, incubar hasta 8 semanas.

Importante: incubar los tubos de Lowenstein-Jensen Acidificado y Enriquecido con las tapas a rosca flojas, inclinados 5° aproximadamente. Esta posición evita que el inóculo contacte con la parte superior del tubo.

Controlar a las 72 horas los tubos sembrados. Si el inóculo ha sido absorbido, ajustar las tapas y agrupar los tubos con igual identificación. Si aún están húmedos, incubar hasta que se sequen y luego ajustar las tapas.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Observar las características morfológicas y la presencia o ausencia de pigmento en las colonias. Tener en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde la inoculación hasta la observación de crecimiento.

Los cultivos positivos generalmente se observan entre los 13 y 28 días de incubación, dependiendo del contenido de bacilos en las muestras sembradas, mientras que el 3% de las micobacterias suele crecer a los 40 días de incubación.

La aparición de colonias color crema, rugosas o cremosas, amarillentas, es indicio de cultivo positivo, el cual será confirmado realizando la coloración de Ziehl-Neelsen en un extendido del mismo, para determinar la presencia de bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR).

De la misma manera se procederá para los cultivos contaminados y cultivos negativos (cuando no se observen colonias).

La intensidad de positividad se informará según las normas latinoamericanas:

- Colonias confluentes: positivo (xxx)
- Colonias separadas: positivo (xx)
- De 20 a 100 colonias: positivo (x)
- Menos de 20 colonias: positivo. Informar el recuento obtenido.
- No se observan colonias: negativo.
- Cultivo contaminado: desarrollo en la primera semana de incubación.

Enviar los cultivos positivos a laboratorios de referencia para realizar la tipificación y las pruebas de sensibilidad a los quimioterápicos antibacteriales.

CONTROL DE CALIDAD

MICROORGANISMOS	CRECIMIENTO
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> H37Ra ATCC 25177	Satisfactorio

CONTROL DE ESTERILIDAD	RESULTADO
Medio sin inocular	Sin Cambios

LIMITACIONES

- Considerar y reportar los resultados negativos luego de 8 semanas de incubación en aerobiosis, a 35-37 °C.
- El medio preparado es color verde pálido y puede tener áreas de partículas amarillas debido a los lípidos de la yema de huevo. No confundir esto con el crecimiento de microorganismos.
- Previo a la inoculación de la muestra, mantener los tubos bien cerrados para evitar la contaminación y desecación del medio de cultivo. También porque la presencia de un ambiente húmedo es necesario para el desarrollo de las micobacterias.
- Mantener el medio de cultivo al abrigo de la luz ya que el verde de malaquita es fotosensible.
- Todas las muestras durante su recolección y/o extracción deben mantenerse al abrigo de la luz, refrigeradas, y ser remitidas lo más pronto posible al laboratorio. En caso de deshidratación, agregar agua purificada estéril y no solución fisiológica.
- En el proceso de decontaminación de la muestra, la concentración de NaOH tiene que disminuir al 2% (para evitar la destrucción de bacilos); de allí la necesidad de contar con partes iguales de la muestra a investigar y del NaOH.
- Si los tubos presentan agua de condensación, es necesario extraerla antes de efectuar la siembra.

MATERIALES NECESARIOS NO PROVISTOS

Equipos y material de laboratorio, microorganismos para control de calidad, reactivos y medios de cultivo adicionales según requerimiento.

PRECAUCIONES

- Solamente para uso diagnóstico in vitro. Uso profesional exclusivo.
- No utilizar el producto si al recibirlo su envase está abierto o dañado.
- No utilizar el producto si existen signos de contaminación o deterioro, así como tampoco si ha expirado su fecha de vencimiento.
- Trabajar en ambiente aislado y cerrado. Utilizar bandejas de acero inoxidable para su fácil desinfección con fenol al 5 %, o alcohol y fuego directo.
- Utilizar guantes, barbijo, anteojos o máscara y ropa protectora cuando se manipula la muestra y el producto. Las propipetas o pipetas tienen que estar adaptadas con pera de caucho; Las pipetas sea cual fuere el dispositivo que se adapte deben tener colocado un algodón firme en el extremo superior. Utilizar todos los materiales e instrumentos en la técnica esterilizados en autoclave preferentemente y pipetas en pipetero de metal.
- Considerar las muestras como potencialmente infecciosas y manipularlas apropiadamente siguiendo las normas de bioseguridad establecidas por el laboratorio.
- Las características del producto pueden alterarse si no se conserva apropiadamente.
- Descartar el producto que no ha sido utilizado y los desechos del mismo según reglamentaciones vigentes.

REFERENCIAS

- Nelles A. 1966. Methodes Simples de Traitement Preliminaire des Echantillons. Bull. Int. Un. Tuber., 38: 72.
- Cetrángolo Abel. 1971. Diagnostico Bacteriológico de la Tuberculosis. Reseñas de Diagnóstico, Publicación Iepetit, 4: N° 8.
- Manual de Bacteriología de la Tuberculosis. Técnicas y Procedimientos Básicos. Washington D. C. OPS. (CD/TB/sT/AB), 1973.
- Borda Bossana de Texidor D., Texidor C., Domenech de Kwint M. C., Volpe de Molina E. y Pasquinelli E. 1977. Nuevo Método Sencillo y Económico para Facilitar el Cultivo del Bacilo Tuberculoso, Rev. Argentina de Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares, 38: 18 34.
- Borda Bossana de Texidor, Texidor C., Smith de Marchesini L y Domenech de Kwint M. C. 1979. Crecimiento Precoz del Bacilo Tuberculoso con nuestro Método Sencillo y Económico Incorporándole Enriquecedores, Actas del XVII Congreso Argentino de Tisiología y Neumonología. 687-691.
- Borda Bossana de Texidor D., Texidor C., Domenech de Kwint, M. C. y Barrera. 1982. Ampliación de Experiencias con Nuestro Método Sencillo y Económico para Cultivar al Bacilo Tuberculoso. Incorporación de Enriquecedores que Aceleran su Crecimiento, Bull. UICT. 57: N° 1. 58.

LOWENSTEIN JENSEN

Acidificado y Enriquecido Medio

Britania

britanialab.com

• Domenech de Kwint M. C., Borda Bossana de Texidor D., Texidor C., Gotlieb D. A. Técnica: Miraglia de Christin s. 1985. Técnica de Precipitación Previa al Cultivo del Bacilo de Koch en Orina. Presentación IV Congreso Argentino de Microbiología. Lib. de Res. C3.

INDICACIONES AL CONSUMIDOR

Utilizar el producto hasta su fecha de vencimiento.

Conservar el producto según las indicaciones del rótulo.

La presencia de burbujas en el medio de cultivo, no altera la calidad ni el rendimiento del mismo, según los controles de calidad realizados.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

REF

NÚMERO DE
CATÁLOGO

IVD

PRODUCTO PARA
DIAGNÓSTICO DE
USO IN VITRO

STERILE

ESTÉRIL

LOT

NÚMERO
DE LOTE

Σ

CONTIENE SUFICIENTE
PARA < N > UNIDADES
DE ANÁLISIS



CONSULTAR LAS
INTRUCCIONES
DE USO



FECHA DE
VENCIMIENTO



CONDICIONES DE
CONSERVACIÓN. RANGO
DE TEMPERATURA



ESTABLECIMIENTO
ELABORADOR

01/2015 - REV. 05 - 31640