

## HOJA DE SEGURIDAD.

### THAYER MARTIN MEDIO MODIFICADO, PLACAS LISTAS PARA USAR

Fecha de emisión. 06 / 10 / 14.

#### 1- Identificación del producto y del fabricante.

**Código del producto:** B23-255-31 x 10 Placas

**Nombre del producto:** Thayer Martin Medio Modificado, Placas Listas para Usar

**Fabricante:** Laboratorios Britania s.a.  
Los Patos 2175 (C1283ABI)  
Bs. As. Argentina  
Teléfono: 4306-0041  
Fax: 4301-0046  
e-mail: [britania@britanialab.com](mailto:britania@britanialab.com)

#### 2- Composición e información sobre los ingredientes.

**Ingredientes peligrosos:** Este producto no contiene sustancias que representan un riesgo para la salud.

#### 3- Identificación de los riesgos.

**Peligros más importantes:** No clasificado como peligroso.

**Peligros para la salud humana:**

**Ojos:** Irritación temporal.

**Piel:** Puede provocar irritación.

**Ingestión:** Solo en grandes dosis puede provocar diarrea, náuseas, vómitos.

#### 4- Primeros auxilios.

**Luego del contacto con la piel:** Lavar la piel con abundante agua y jabón.

**Luego del contacto con los ojos:** Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Recibir atención médica si el enrojecimiento o el dolor persiste.

**Luego de la ingestión:** Lavar la boca con abundante agua. Luego ingerir varios vasos de agua para diluir lo ingerido. Consultar al médico si persisten síntomas desagradables.

#### 5- Medida de extinción de incendio.

**Medios de extinción apropiados:** Use extinguidor de agua, espuma, productos químicos en polvo o CO<sub>2</sub>.

**Equipo de protección:** No se requiere medidas especiales.

#### 6- Medidas a tomar en el transcurso de derrames accidentales.

**Precauciones personales:** Usar guantes descartables, antiparras y ropa protectora correspondiente.  
**Derrame:** No requiere de medidas especiales.  
Colocar en recipientes apropiados para eliminación de residuos de laboratorio.  
Lavar el área de derrame con abundante agua.

#### 7- Manipuleo y almacenaje.

**Manipulación:** Evite el contacto con los ojos, piel y la ropa.  
**Almacenamiento:** Conservar a temperatura ambiente entre 2 - 8 °C. Envase bien cerrado y al abrigo de la luz, humedad y agentes oxidantes.

#### 8- Controles de exposición / protección personal.

**Medidas de protección manos:** Usar guantes descartables  
**Medidas de protección ojos:** Usar gafas protectoras.  
**Medidas de protección cuerpo:** Usar guardapolvo o bata protectora.

#### 9- Propiedades físicas y químicas.

**Estado físico:** Solido  
**Color:** Marron.  
**pH:** 7,3 +/- 0,2.  
**Olor:** Característico.  
**Solubilidad en agua:** Soluble.

#### 10- Datos sobre la estabilidad y la reactividad.

**Estabilidad:** Polvo higroscópico estable en las condiciones de conservación y manipuleo recomendadas en sección 7.

**Reactividad: Condiciones a evitar.** Exposición a la luz solar en forma directa y a altas temperaturas.

#### 11- Información toxicológica.

**Toxicidad aguda:** Bajo nivel de toxicidad aguda.  
**Irritación de la piel y membranas mucosas:** Puede causar ligera irritación transitoria.  
**Irritación ocular:** Puede causar ligera irritación transitoria.

#### 12- Información sobre ecología.

**Ecotoxicidad:** No hay datos específicos.

**13- Consideraciones en el momento de la eliminación.**

Según disposiciones locales sobre eliminación de residuos de laboratorio.

**14- Información sobre el transporte.**

No clasificado.

**15- Informaciones reglamentarias.**

**Frases de riesgo.**

No aplicable.

**Frase de seguridad:**

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

**Thayer Martin Medio Modificado, Placas Listas para Usar 3 de 3**